

Transferpipette, feine lange Spitze, gr. Saugball

steril, Länge 15.3 cm, Kapazität 5.4 ml

Saugballvolumen 3.1 ml, Tropfen pro ml: 50



8 Packungen à 400 Stück in Einzelverpackung

Artikel-Nr.: 760601X | Biozym

629,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: Kapazität 5.4 ml, lange feine Spitze, Saugball groß, Saugballvolumen 3.1 ml, steril, Tropfen pro ml: 50

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 400 Stück in Einzelverpackung

steril und einzeln verpackt