

Transferpipette, feine lange Spitze, Saugball

Standard, steril, Länge 15.7 cm, Kapazität 5.8 ml

Saugballvolumen 3.7 ml, Tropfen pro ml: 50



8 Packungen à 400 Stück in Einzelverpackung

Artikel-Nr.: 760606X | Biozym

598,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: Kapazität 5.8 ml, lange feine Spitze, Saugballvol. 3.7 ml, Standard SB, steril, Tropfen pro ml: 50

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 400 Stück in Einzelverpackung

steril und einzeln verpackt