


Transferpipette, enger Schaft, St.Saugball, steril

Länge 6.4 cm, Kapazität 1.3 ml, kurzes Steigrohr

Saugballvolumen 0.8 ml, Tropfen pro ml: 26



8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung

Artikel-Nr.: 760636X | Biozym

431,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: enger Schaft, Kapazität 1.3 ml, Saugballvol. 0.8 ml, Standard SB, steril, Tropfen pro ml: 26

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung

steril und einzeln verpackt