


Transferpipette, enger Schaft, gr.Saugball, steril

Länge 8.5 cm, Kapazität 4.3 ml, kurzes Steigrohr

Saugballvolumen 3.1 ml, Tropfen pro ml: 24



8 Packungen à 38 x 20 Stück

Artikel-Nr.: 760643X | Biozym

509,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: enger Schaft, Kapazität 4.3 ml, Saugball groß, Saugballvol. 3.1 ml, steril, Tropfen pro ml: 24

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 38 x 20 Stück