


Transferpipette, enger Schaft, Standardsaugball

steril, Länge 15.5 cm, Kapazität 4.5 ml
Saugballvolumen 3.3 ml, Tropfen pro ml: 26



8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung

Artikel-Nr.: 760646X | Biozym

561,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: enger Schaft, Kapazität 4.5 ml, Saugballvolumen 3.3 ml, Standard SB, steril, Tropfen pro ml: 26

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung

steril und einzeln verpackt