

Transferpipette Q-Pet, steril

Länge 15.5 cm, Kapazität 6.9 ml

Saugballvolumen 3.2 ml, Tropfen pro ml: 31



8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung



Artikel-Nr.: 760656X | Biozym

612,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: Kapazität 6.9 ml, Q-Pet, Saugballvolumen 3.2 ml, steril, Tropfen pro ml: 31

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 500 Stück in Einzelverpackung

steril und einzeln verpackt