


Transferpipette 9", Extra Lang, steril

Länge 22.5 cm, Kapazität 5.6 ml

Saugballvolumen 2.3 ml, Tropfen pro ml: 25



8 Packungen à 400 Stück in Einzelverpackung

Artikel-Nr.: 760661X | Biozym

509,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: extra lang, Kapazität 5.6 ml, Saugballvolumen 2.3 ml, steril, Tropfen pro ml: 25

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 400 Stück in Einzelverpackung

steril und einzeln verpackt