


Transferpipette 12", Extra Lang, steril

Länge 30.0 cm, Kapazität 24.1 ml

Saugballvolumen 10.7 ml, Tropfen pro ml: 20



8 Packungen à 100 Stück in Einzelverpackung

Artikel-Nr.: 760666X | Biozym

409,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: extra lang, Kapazität 24.1 ml, Saugballvolumen 10.7 ml, steril, Tropfen pro ml: 20

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 8 Packungen à 100 Stück in Einzelverpackung

steril und einzeln verpackt