

## Purified anti-mouse CD193 (CCR3)

Rat IgG2a, kappa  
J073E5

**BioLegend**  
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B144502 | BioLegend | Herstellernummer: 144502

**329,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC  
**Clone:** J073E5  
**Format:** PURE  
**Isotype:** kappa, Rat IgG2a  
**Species of Origin:** Rat  
**Verpackung:** 500 µg

Purified anti-mouse CD193 (CCR3)

Clone: J073E5  
Isotype: Rat IgG2a, kappa  
Other\_Names: CC CKR3, MIP1-alpha receptor like-2, eotaxin receptor, MIP1-alpha receptor like-2  
Size: 500 µg

Reactivity: Mouse  
Format: PURE  
App\_Abbrev: FC  
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8155>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>