

PE/Dazzle 594 anti-human CD62P (P-Selectin)

Mouse IgG1, kappa
AK4

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B304929 | **BioLegend** | Herstellernummer: 304929

88,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: FC
Clone: AK4
Format: PE_DZL594
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

PE/Dazzle 594 anti-human CD62P (P-Selectin)

Clone: AK4
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: GMP-140, PADGEM
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: PE_DZL594
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14674>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>