

Brilliant Violet 421 anti-human CD269 (BCMA)

Mouse IgG2a, kappa
19F2

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B357520 | BioLegend | Herstellernummer: 357520

348,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: 19F2

Format: BV421

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

Brilliant Violet 421 anti-human CD269 (BCMA)

Clone: 19F2

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: BCM, TNFRSF17

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: BV421

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14662>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>