

APC anti-His Tag

Mouse IgG2a, kappa
J095G46

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B362605 | **BioLegend** | Herstellernummer: 362605

203,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: J095G46

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

APC anti-His Tag

Clone: J095G46

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: Hexa histidine-tag, 6xHis-tag, 6XHis, 6His

Size: 100 tests

Reactivity: Human, Mouse, Rat, All species

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14783>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>