

Purified anti-human CD86

Mouse IgG1, kappa
BU63

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B374202 | **BioLegend** | Herstellernummer: 374202

105,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: Block, FC, IP, WB
Clone: BU63
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD86

Clone: BU63
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: B7-2, B70, Ly-58
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: FC, Block, IP, WB
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14683>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>