

PE Mouse IgG2b, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgG2b, kappa
27-35

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B402204 | **BioLegend** | Herstellernummer: 402204

92,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: 27-35

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

PE Mouse IgG2b, kappa Isotype Ctrl

Clone: 27-35

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names:

Size: 100 µg

Reactivity:

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14796>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>