

## True-Stain Monocyte Blocker

**BioLegend**  
From Revvity



500 tests

Artikel-Nr.: B426103 | BioLegend | Herstellernummer: 426103

**451,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC

**Format:** SOLUTION

**Verpackung:** 500 Tests

True-Stain Monocyte Blocker

Clone:

Isotype:

Other\_Names: Cyanine dye blocking solution

Size: 500 tests

Reactivity:

Format: SOLUTION

App\_Abbrev: FC

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14598>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>