

Purified anti-Tau Phospho (Ser262)

Mouse IgG2b, kappa
A15091A

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B849502 | BioLegend | Herstellernummer: 849502

180,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: Direct ELISA, IHC-P
Clone: A15091A
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG2b
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-Tau Phospho (Ser262)

Clone: A15091A
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Other_Names: Microtubule associated protein tau
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: IHC-P, Direct ELISA
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14649>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>