

myVolt Mini Power Supply



1 Stück



Artikel-Nr.: 55E2100-E | **Benchmark** | Herstellernummer: E2100-E

275,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: 200 mA, 200 V

Kategorie: DNA- und RNA-Elektrophorese

Produktlinie: myVolt Power Spplly

Produkttyp: Spannungsversorgung

Verpackung: 1 Stück

Voltage Output: 100V or 200V constant

Current Output: Max. 200 mA

Max Wattage: 40 W Output

Terminals: 2 pairs (wired in parallel)

Dimensions (W x D x H): 16 x 11.5 x 5.7 cm

Weight: 0.4 kg

Electrical: 100 - 240V, 50 - 60Hz