

Donkey-anti-mouse IgG 490
Conjugated secondary fluorescent antibody
Excitation: 491nm, Emission: 515nm



250 µl

Artikel-Nr.: 541254 | Advansta | Herstellernummer: R-05789-250

Preis auf Anfrage

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Anregung: 491 nm

Anti-: Mouse

Applikation: Fluoreszenz

Emission: 515 nm

Konjugat: Fluorophor

Origin: Donkey

Verpackung: 250 µl

Detaillierte Informationen, Application Notes und MSDS finden Sie unter:

www.advansta.com