

Goat-anti-rat IgG 650

Conjugated secondary fluorescent antibody

Excitation: 653nm, Emission: 672nm



250 µl

Artikel-Nr.: 541218 | Advansta | Herstellernummer: R-05770-250

Preis auf Anfrage

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Anregung: 653 nm

Anti-: Rat

Applikation: Fluoreszenz

Emission: 672 nm

Konjugat: Fluorophor

Origin: Goat

Verpackung: 250 µl

Detaillierte Informationen, Application Notes und MSDS finden Sie unter:

www.advansta.com