

**Donkey-anti-goat IgG IR800**  
Conjugated secondary fluorescent antibody  
Excitation: 783nm, Emission: 800nm



250 µl

Artikel-Nr.: 541252 | Advansta | Herstellernummer: R-05781-250

**Preis auf Anfrage**

---

## Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Anregung:** 783 nm

**Anti-:** Goat

**Applikation:** Fluoreszenz

**Emission:** 800 nm

**Konjugat:** Fluorophor

**Origin:** Donkey

**Verpackung:** 250 µl

Detaillierte Informationen, Application Notes und MSDS finden Sie unter:

[www.advansta.com](http://www.advansta.com)