

Donkey-anti-goat IgG IR800
Conjugated secondary fluorescent antibody
Excitation: 783nm, Emission: 800nm



250 µl

Artikel-Nr.: 541252 | Advansta | Herstellernummer: R-05781-250

Preis auf Anfrage

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Anregung: 783 nm

Anti-: Goat

Applikation: Fluoreszenz

Emission: 800 nm

Konjugat: Fluorophor

Origin: Donkey

Verpackung: 250 µl

Detaillierte Informationen, Application Notes und MSDS finden Sie unter:

www.advansta.com