

Donkey-anti-mouse IgG IR800

Conjugated secondary fluorescent antibody
Excitation: 783nm, Emission: 800nm



250 µl

Artikel-Nr.: 541262 | Advanta | Herstellernummer: R-05784-250

Preis auf Anfrage

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Anregung: 783 nm

Anti-: Mouse

Applikation: Fluoreszenz

Emission: 800 nm

Konjugat: Fluorophor

Origin: Donkey

Verpackung: 250 µl

Detaillierte Informationen, Application Notes und MSDS finden Sie unter:

www.advanta.com