

Goat-anti-chicken IgY IR700

Conjugated secondary fluorescent antibody

Excitation: 690nm, Emission: 709nm



250 µl

Artikel-Nr.: 541230 | Advansta | Herstellernummer: R-05057-250

Preis auf Anfrage

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Anregung: 690 nm

Anti-: Chicken

Applikation: Fluoreszenz

Emission: 709 nm

Konjugat: Fluorophor

Origin: Goat

Verpackung: 250 µl

Detaillierte Informationen, Application Notes und MSDS finden Sie unter:

www.advansta.com