

AdvanBlock-Chemi-blocking Solution

All-in-one 1x Blocking Solution and Antigen-Antibody Enhancer for Chemi-Immunoblots



1000 ml

Artikel-Nr.: 541130 | Advansta | Herstellernummer: R-03726-E10

195,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Eigenschaften: für Chemilumineszenz-Immunoblots (1X)

Kategorie: Puffer für Molekular- und Proteinbiologie

Produkttyp: Blocking Puffer

Verpackung: 1000 ml

Signalverstärkende Western-Blot-Block-Lösung für die besten Chemilumineszenzsignale

- Verbessertes Signal - optimiert die Western-Blot-Signale erheblich
- Verringerter Hintergrund - weniger unspezifische Banden und geringerer Hintergrund
- Empfindlichkeit - Erhalten Sie bessere Signale bei Einsatz niedrigerer Proteinprobenkonzentrationen
- Komfort - Vorgefertigter Puffer spart Vorbereitungs- und Optimierungszeit