

## AdvanBlock-Chemi-blocking Solution

All-in-one 1x Blocking Solution and Antigen-Antibody Enhancer for Chemi-Immunoblots



1000 ml

Artikel-Nr.: 541130 | Advansta | Herstellernummer: R-03726-E10

**217,50 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Eigenschaften:** für Chemilumineszenz-Immunoblots (1X)

**Kategorie:** Puffer für Molekular- und Proteinbiologie

**Produkttyp:** Blocking Puffer

**Verpackung:** 1000 ml

### Signalverstärkende Western-Blot-Block-Lösung für die besten Chemilumineszenzsignale

- Verbessertes Signal - optimiert die Western-Blot-Signale erheblich
- Verringerter Hintergrund - weniger unspezifische Banden und geringerer Hintergrund
- Empfindlichkeit - Erhalten Sie bessere Signale bei Einsatz niedrigerer Proteinprobenkonzentrationen
- Komfort - Vorgefertigter Puffer spart Vorbereitungs- und Optimierungszeit