

Proline Plus 1-Kanal Pipetten 4er-Pack 20

je 1 x 0.5-10 µl, 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl
Spitzenracks: 10, 2x 200, 1000 µl, 1x Linear Stand



1 Stück

Artikel-Nr.: 654898 | Sartorius

948,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette, Starterkit

Marke: Sartorius Proline Plus

Pipettenvolumen: bis 1000 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen

Proline[®] Plus 4er Pack 20

3 mechanische 1-Kanal Pipetten inklusive Pipettenspitzen und Pipetten-Halter

Inhalt:

1-Kanal Pipetten:

- 0.5-10 µl
- 2-20 µl
- 20-200 µl
- 100-1.000 µl

Passende Pipettenspitzen:

- 1 Rack 10 µl
- 2 Racks 200 µl
- 1 Rack 1.000 µl

1 Linear Stand Pipettenhalter für bis zu 6 Pipetten