

Proline Plus 1-Kanal Pipetten 4er-Pack 100

je 1 x 0.5-10 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl
Spitzenracks: 10, 2x200, 1000 µl, 1 x Linear Stand



1 Stück

Artikel-Nr.: 654899 | Sartorius

948,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette, Starterkit
Marke: Sartorius Proline Plus
Pipettenvolumen: bis 1000 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Proline® Plus 4er Pack 100

4 mechanische 1-Kanal Pipetten inklusive Pipettenspitzen und Pipetten-Halter

Inhalt:

1-Kanal Pipetten:

- 0.5-10 µl
- 10-100 µl
- 20-200 µl
- 100-1.000 µl

Pipettenspitzen:

- 1 Rack 10 µl
- 2 Racks 200 µl
- 1 Rack 1.000 µl

Linear Stand (Art. Nr.: 675620) Pipettenhalter für bis zu 6 Pipetten