

Proline Plus 1-Kanal Pipetten 5er-Pack 20

var. Vol.: 20 µl, 100 µl, 200 µl, 1000 µl, 5000 µl
Racks: 10, 2x200, 1000, 5000 µl, 1x Linear Stand



1 Stück

Artikel-Nr.: 654901 | Sartorius



1.170,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette, Starterkit
Marke: Sartorius Proline Plus
Pipettenvolumen: bis 5000 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Proline® Plus 5er Pack 20

5 mechanische 1-Kanal Pipetten inklusive Pipettenspitzen und Pipetten-Halter

Inhalt:

1-Kanal Pipetten:

- 2-20 µl
- 10-100 µl
- 20-200 µl
- 10-1000 µl
- 500-5000 µl

Pipettenspitzen

- 2 Racks 0.5-200 µl
- 1 Rack 10-1.000 µl
- 1 Rack 100-5.000 µl

1 x Linear Stand Pipettenhalter

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri