

Proline Plus Pipetten 3+1 Pack

0.5-10, 20-200, 100-1000 µl und 8-Kanal 30-300 µl

Racks: 10, 200, 300, 1000 µl, 1 x Linear Stand



1 Stück

Artikel-Nr.: 654902 | Sartorius

1.310,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette, Starterkit

Marke: Sartorius Proline Plus

Pipettenvolumen: bis 1000 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen

Proline® Plus 3+1 Pack

3 mechanische 1-Kanal Pipetten, 1 mechanische 8-Kanal Pipette; inklusive
Pipettenspitzen und Pipetten-Halter

Inhalt:

1-Kanal Pipetten:

- 0.5-10 µl
- 20-200 µl
- 100-1000 µl

8-Kanal Pipette

- 30-300 µl

Pipennenspitzen

- 1 Rack 10 µl
- 1 Rack 200 µl

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

- 1 Rack 350 µl
- 1 Rack 1.000 µl

1 x "Linear Stand" Pipettenhalter für bis zu 6 Pipetten