

Proline Plus 1-Kanal Pipetten 3-Pack max

100-1000 µl, 500-5000 µl, 1000-10000 µl
je 1 Rack 1000, 5000, 10000 µl, 1 x Linear Stand



1 Stück



Artikel-Nr.: 654903 | Sartorius

725,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette, Starterkit
Marke: Sartorius Proline Plus
Pipettenvolumen: bis 10000 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen

Proline® Plus 3er Pack MAX

3 mechanische 1-Kanal Pipetten inklusive Pipettenspitzen und Pipetten-Halter

Inhalt:

1-Kanal Pipetten:

- 100–1.000 µl
- 500-5.000 µl
- 500-10.000 µl

Pipettenspitzen:

- 1.000 µl
- 5.000 µl
- 10.000 µl

1 x Linear Stand, Pipettenhalter, für bis zu 6 Pipetten