

FITC Mouse IgG2b, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgG2b, kappa
27-35

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B402207 | **BioLegend** | Herstellernummer: 402207

29,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: 27-35

Format: FITC

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

FITC Mouse IgG2b, kappa Isotype Ctrl

Clone: 27-35

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names:

Size: 25 µg

Reactivity:

Format: FITC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=15172>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>