

## Mirage 2D Code Rackscanner

DataPaq(TM) Cryorack "Imager"  
mit -80°C Cryoschutz, für SBS Formate



1 Stück

Artikel-Nr.: 601023 | Ziath

**5.253,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion  
**Cryoprotection:** Mit Cryoprotection  
**Lesbare Rack Formate:** Racks im SBS Format  
**Produkttyp:** 2D Barcode Rackscanner  
**Technologie:** Kamera Scanner  
**Verpackung:** 1 Stück

**Kamerabasierter 2D Barcode Scanner in flachem Design - der Standard-Scanner für alle SBS-Rack-Formate**

**Features:**

- Innovative und einzigartige Scanningmethode von Ziath (pat. pending)
- Neue robuste und schnelle CCD-Kamera-Technik
- Erhältlich mit und ohne -80 °C Cryoschutz
- Optional mit 1D Rack Barcode Reader erweiterbar: scannt seitlichen Barcode am Rack

[Alle Ziath Videos ansehen](#)