

Biozym Hot-Start Taq DNA Polymerase, inkl. Buffer

5 U/ μ l (400/1000 rxn à 50/20 μ l)



500 Units (2 x 250)

Artikel-Nr.: 331620L | Biozym

42,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion
High-Fidelity: nein
Hot-Start: ja
Master Mix / Enzym: Enzym
Multiplex: nein
PCR / RTPCR: PCR
PCR-Optimierung: Standard
Verpackung: 500 Units, 500 Units (2 x 250)

Hot-Start Enzym auch für schwierige Templates

- Robustes Hot-Start Enzym auch für komplexe Templates bis 6 kb
- Hot-Start Technologie für sensitive Detektion von low-copy Templates
- Hohe Ausbeuten bei Standard- und Fast-PCR-Bedingungen
- Hohe Geschwindigkeit durch kurze Elongationszeiten von 15 s/kb