

Reaktionsgefäße 0.5 ml, steril

graduirt, DNA-, DNase-, RNasefrei
>20000 xg (max. 35000 xg, nicht ständig getestet)



Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: 710309 | Biozym

30,10 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Mit Druckverschluss

Graduierung: graduirt

Kategorie: Reaktionsgefäße

Material: PP

Sterilität: steril

Verpackung: Beutel à 500 Stück

Volumen: 0.5 ml

Reaktionsgefäße, 0.5 ml, steril

- > 20.000 x g (max.35.000 x g, nicht ständig getestet)
- Farbloses Polypropylen
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- DNA, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei