

Reaktionsgefäße 1.5 ml, farblos, großer Deckel

graduiert, "easy to open", DNA-, DNase-, RNasefrei
>20000 xg (max. 35000 xg, nicht ständig getestet)



Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: 710341 | Biozym

20,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: easy to-open Druckverschluss

Farbe: farblos

Graduierung: graduert

Kategorie: Reaktionsgefäße

Material: PP

Verpackung: Beutel à 500 Stück

Volumen: 1.5 ml

Reaktionsgefäße 1.5 ml, farblos, großer Deckel, graduert, "easy to open"

- Mit Graduierungen (in Stufen von 0.1 ml)
- Polypropylen
- Mit Druckverschluss
- DNA-, DNase-, RNasefrei
- Zentrifugation bis > 20.000 x g problemlos möglich (max. 35.000 x g, nicht ständig getestet)
- Mit Beschriftungsfeld (seitlich und auf dem flachen Deckel)
- Temperaturbereich: -80°C bis +121°C
- Eine Durchstichzone im Deckel ermöglicht den Transfer von Probematerial mittels einer Kanüle