


Transferpipette mit 0.25 ml Graduierung bis 1 ml

Länge 15.2 cm, Kapazität 5.8 ml, großer Saugball

Saugballvolumen 4.3 ml, Tropfen pro ml: 20



10 Packungen à 500 Stück

Artikel-Nr.: 760555EX | Biozym

209,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Transferpipette

Pipettenvolumen: graduert, Kapazität 5.8 ml, Saugball groß, Saugballvolumen 4.3 ml, Tropfen pro ml: 20

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 10 Packungen à 500 Stück