

## myFuge Mini Zentrifuge

Bitte nutzen Sie im Warenkorb die  
Zusatzbemerkung für die Farbauswahl.



2 Stück

Artikel-Nr.: A55C1008 | [Aktion](#)

**358,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Kapazität:** 0.2 ml, 0.5 ml, 1.5/2.0 ml, 8 Well Strips (0.2 ml)

**max. RCF (x g):** bis 2000

**Positionen (1.5/2.0 ml):** 0 bis 8

**Verpackung:** 2 Stück

**Aktion: 2 myFuge Mini Zentrifugen zum Sonderpreis.**

**Bitte nutzen Sie im Warenkorb die Zusatzbemerkung für die Farbauswahl.**

**Mit praktischem Klik-n-Lok System für Rotorwechsel ohne Werkzeug**

- Mit 2 Rotoren für Tubes und Strips  
8 x 1,5/2,0 ml Tubes – 32 x 0,2 ml Tubes – 4 x PCR-Strips (8 x 0,2 ml)
- 6.000 rpm (2.000 g), stoppt in nur 1 Sekunde
- Aufbewahrung von Adaptern und Rotor im Zentrifugenboden