

LEGENDplex Mouse SCF Capture Bead B6, 13X

BioLegend
From Revvity



100 tests (270 µL)

Artikel-Nr.: B740694 | BioLegend | Herstellernummer: 740694

71,25 € *

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: Multiplex - Component

Format: LPLEX

Species of Origin: N/A

Verpackung: 100 tests (270 µL)

LEGENDplex Mouse SCF Capture Bead B6, 13X

Clone:

Isotype:

Other_Names: HSC, Kit Ligand, KITLG, Mast Cell Growth Factor, MGF, Steel Factor, SLF

Size: 100 tests (270 µL)

Reactivity: Mouse

Format: LPLEX

App_Abbrev: Multiplex - Component

Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=15216>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>