

Pipette, 1-Kanal, Sartorius Proline Plus, 5000 µl

Fixvolumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 652055 | Sartorius

184,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Sartorius Proline Plus

Pipettenvolumen: bis 5000 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: Fixvolumen