

Purified anti-His Tag

Mouse IgG2a, kappa
J095G46

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B362601 | **BioLegend** | Herstellernummer: 362601

54,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: FC, ICC, WB
Clone: J095G46
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG2a
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 µg

Purified anti-His Tag

Clone: J095G46
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: Hexa histidine-tag, 6xHis-tag, 6XHis, 6His
Size: 25 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat, All species
Format: PURE
App_Abbrev: WB, ICC, FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9858>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>