

## Purified anti-His Tag

Mouse IgG2a, kappa  
J095G46

**BioLegend**  
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B362602 | **BioLegend** | Herstellernummer: 362602

**141,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, ICC, WB

**Clone:** J095G46

**Format:** PURE

**Isotype:** kappa, Mouse IgG2a

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 100 µg

Purified anti-His Tag

Clone: J095G46

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other\_Names: Hexa histidine-tag, 6xHis-tag, 6XHis, 6His

Size: 100 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat, All species

Format: PURE

App\_Abbrev: WB, ICC, FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9858>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>