

PE anti-human CD11a/CD18 (LFA-1)

Mouse IgG1, kappa
m24

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B363405 | **BioLegend** | Herstellernummer: 363405

79,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: m24

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

PE anti-human CD11a/CD18 (LFA-1)

Clone: m24

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Lymphocyte function-associated antigen 1, LFA-1, LFA-1beta, LFA-1alpha, beta2 Integrin, alphaL Integrin, ITGAL, ITGB2, MF17

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=15035>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>