

APC/Fire 750 anti-human CD18

Mouse IgG1, kappa
CBR LFA-1/2

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B366314 | **BioLegend** | Herstellernummer: 366314

225,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: CBR LFA-1/2

Format: APC_F750

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

APC/Fire 750 anti-human CD18

Clone: CBR LFA-1/2

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Integrin beta2 subunit, LFA -1 beta subunit, beta2 integrin, ITGB2, b2 integrin, beta 2 integrin

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC_F750

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=15344>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>