

Spitzen, 50 µl
für BioTek Precision 2000, Genetix
für Tecan Te-Mo und GenMate



10 Massiv-Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 751135 | Biozym

51,60 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: nein

Geblistert: nein

Gerät: Genetix, GenMate, Precision 2000, Te-Mo

konduktiv: nein

Roboter Hersteller: BioTek, Tecan

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Massiv-Racks à 96 Stück

Volumen: 50 µl



Spitzen für BioTek Precision 2000, Genetix, Tecan, GenMate, Tecan Te-Mo sowie Tecan Aquarius