

Filter-Spitzen, 50 µl, steril

für BioTek Precision 2000, Genetix
für Tecan Te-Mo und GenMate



10 Massiv-Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 751438 | Biozym

120,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: ja

Geblistert: nein

Gerät: Genetix, GenMate, Precision 2000, Te-Mo

konduktiv: nein

Roboter Hersteller: BioTek, Tecan

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Massiv-Racks à 96 Stück

Volumen: 50 µl



Filter-Spitzen für BioTek Precision 2000, Genetix, Tecan, GenMate, Tecan Te-Mo sowie Tecan Aquarius