

Filter-Spitzen, 150 µl, steril

für BioTek Precision 2000, Genetix
für Tecan Te-Mo und GenMate



10 Massiv-Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 751458 | Biozym

120,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: ja
Geblistert: nein
Gerät: Genetix, GenMate, Precision 2000, Te-Mo
konduktiv: nein
Roboter Hersteller: BioTek, Tecan
Sterilität: steril
Verpackung: 10 Massiv-Racks à 96 Stück
Volumen: 150 µl



Filter-Spitzen für BioTek Precision 2000, Genetix, Tecan, GenMate, Tecan Te-Mo sowie Tecan Aquarius