

Spitzen, 200 µl, steril
für BioTek Precision 2000, Genetix
für Tecan Te-Mo und GenMate



10 Massiv-Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 751158 | Biozym

61,60 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: nein

Geblistert: nein

Gerät: Genetix, GenMate, Precision 2000, Te-Mo

konduktiv: nein

Roboter Hersteller: BioTek, Tecan

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Massiv-Racks à 96 Stück

Volumen: 200 µl