

Purified anti-Lck

Mouse IgG1, kappa
A17013D

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B601002 | **BioLegend** | Herstellernummer: 601002

152,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ICC, IP, WB
Clone: A17013D
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-Lck

Clone: A17013D
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Proto-oncogene tyrosine kinase lck, p56-Lck, T-cell specific protein tyrosine kinase
Size: 100 µg

Reactivity: Human, Mouse
Format: PURE
App_Abbrev: WB, ICC, IP
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=15428>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>