

Purified anti-Dynamin-1

Mouse IgG2a, kappa
P83G4B6

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B604001 | **BioLegend** | Herstellernummer: 604001

60,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: IHC-P, WB

Clone: P83G4B6

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Purified anti-Dynamin-1

Clone: P83G4B6

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: DNM1, DNM, DMN-1, dynamin 1

Size: 25 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat

Format: PURE

App_Abbrev: WB, IHC-P

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14930>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>