

FITC anti-human/mouse SSEA-3

Rat IgM, kappa
MC-631

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B330321 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 330321

246,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: MC-631
Format: FITC
Isotype: kappa, Rat IgM
Species of Origin: Rat
Verpackung: 100 Tests

FITC anti-human/mouse SSEA-3

Clone: MC-631
Isotype: Rat IgM, kappa
Other_Names: Stage-Specific Embryonic Antigen-3
Size: 100 tests

Reactivity: Human, Mouse
Format: FITC
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=15034>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>